



max 400 mm (15½")



max 75 kg (165 lb)




## Manatee User Guide


EN 12182  
ISO 17966

2019-11 rev.06


	3	ENGLISH DEUTSCH	19 - 22 23 - 26
	4	NEDERLANDS DANSK	27 - 30 31 - 34
	5	NORSK SVENSKA	35 - 38 39 - 42
	6	SUOMI ESPAÑOL	43 - 46 47 - 50
	7	FRANÇAIS ITALIANO	51 - 54 55 - 58
	8	PORTUGUÊS PORTUGUÊS DO BRASIL	59 - 62 63 - 66
	9	РОССИЯ POLSKI	67 - 70 71 - 74
	10	ČESKY 中國	75 - 78 79 - 82
	11	日本 ΕΛΛΗΝΙΚΗ	83 - 86 87 - 90
	11		
	12		
	13 - 15		
mm (inch)	16 - 17		
	18		




**MANATEE 0**




**MANATEE1**















**MANATEE 2**



**MANATEE 3**











1.




2.




3.



05




4.




5.



05




6.







1.




2. Mantee 0 -  $\varnothing$  4 mm




3. Mantee 0




4. Mantee 0 -  $\varnothing$  4 mm, 2,5 Nm



5. Manatee 1+2 -  $\varnothing$  4 mm




6. Manatee 1+2 -  $\varnothing$  4 mm, 2,5 Nm







1.




2.




3.




4.







5.










6.















Size 0



Size 1 - 3



A

Max load: xxx kg  
 DMR ver.:XXXX  
 Art. no.:XXXXXXX  
 Product:XXXX - Size X

B

**R82**  
 Parallelvej 3  
 DK-8751 Gedved  
 R82.org  
 Made in Malaysia YYY-MM-DD

C



**EN:** For indoor use**NO:** For innendørs bruk**FR:** Utilisation intérieure**RU:** Для использования в помещении**JP:** 屋内使用**DE:** Für den Innengebrauch**SV:** För inomhusbruk**IT:** Per uso interno**PL:** Do użytku wewnątrz**GR:** Κατάλληλο για εσωτερική χρήση**NL:** Voor binnenhuis gebruik**FIN:** Sisäkäyttöön**PT:** Para utilização em interiores**CZ:** Pro vnitřní používání**DK:** Til indendørs brug**ES:** Para uso en interiores**BR:** Para uso interno**SN:** 适用于室内使用

**EN:** Consult instructions. The latest version of the instructions is always available on the R82 website and can be printed in larger sizes

**NO:** Sjekk bruksanvisning på nett. Nyeste versjon av bruksanvisningen er alltid tilgjengelig, og kan skrives ut fra R82 nettsted

**FR:** Se reporter aux instructions / consulter les instructions. La version la plus récente est toujours disponible et peut être imprimée dans un grand format à partir du site internet de R82

**RU:** Прочитайте инструкции. Новейшая версия инструкций всегда доступна на веб-сайте компании R82 и может быть распечатана в увеличенном размере

**JP:** 説明をお読みください。この説明の最新バージョンは、R82のWebサイトからいつでもご利用いただけます。大きなサイズで印刷することができます

**DE:** Bedienungsanleitung. Die neueste Version der User Guide ist auf der R82 Internetseite verfügbar und steht zum Download bzw. Ausdruck zur Verfügung

**SV:** Se anvisningarna. Den senaste versionen av anvisningarna finns alltid tillgänglig och kan skrivas ut i större storlek från R82:s webbplats

**IT:** Leggere le istruzioni. Le ultime versioni dei manuali di istruzioni sono sempre disponibili sul sito web R82 e possono essere stampate in dimensioni maggiori

**PL:** Zapoznanie się z instrukcją. Najnowsze wersje instrukcji obsługi są dostępne na stronie internetowej R82 i można je wydrukować w większych formatach

**GR:** Διαβάστε τις οδηγίες. Οι τελευταίες εκδόσεις των οδηγιών είναι πάντοτε διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της R82 και μπορούν να εκτυπωθούν σε μεγαλύτερα μεγέθη

**NL:** Raadpleeg de instructies. De meest recente versie van alle instructies zijn altijd beschikbaar en kunnen worden afgedrukt in de groter formaat vanaf de R82 website

**FIN:** Lisäohjeet. Viimeisin versio kaikista ohjeista on aina saatavilla ja tulostettavissa R82 nettisivustolta

**PT:** Leia as instruções. As últimas versões das instruções estão sempre disponíveis na página da R82 na internet e podem ser impressas em tamanhos maiores

**CZ:** Poradenství a instrukce. Nejaktuálnější verze všech instrukcí je vždy dostupná na webu R82, odkud se dá stáhnout a i vytisknout

**DK:** Se vejledning. Den seneste version af denne vejledning er altid tilgængelig og kan udskrives i større størrelser fra R82 hjemmeside

**ES:** Consulte las instrucciones. La última versión de todas las instrucciones está siempre disponible y se puede imprimir en tamaños superiores desde la página web de R82

**BR:** Leia as instruções. As versões mais recentes das instruções sempre encontram-se disponíveis no site da R82 e podem ser impressas em tamanhos maiores

**SN:** 参考说明，所有说明的最新版本都能够从R82网络上下载或打印

**EN:** Correct lifting point**NO:** Riktig løftpunkt**FR:** Point de levée approprié**RU:** Надлежащая точка подъема**JP:** リフティング・ポイントの修正**DE:** Korrekter Hebe punkt**SV:** Korrekt lyftpunkt**IT:** Punto di sollevamento corretto**PL:** Prawidłowy punkt podnoszenia**GR:** Σωστό σημείο λαβής**NL:** Correcte techniek van optillen**FIN:** Oikea nostopiste**PT:** Corrija o ponto de elevação**CZ:** Správný zvedací bod**DK:** Korrekt løftepunkt**ES:** Punto de elevación correcto**BR:** Ponto de elevação correto**SN:** 请调整吊点



**EN:** Warning: This symbol appears in the User Guide along with a number referring to the instructions below. It draws attention to situations where the product or the user or carer's safety may be in danger  
01 = Entrapment Hazards  
02 = Tilting Hazards  
03 = Transportation in motor vehicles  
05 = Squeezing Hazard

**NO:** Advarsel: Dette symbolet blir vist i brukerveiledningen sammen med et tall som henviser til instruksjonene under. Det gjør oppmerksom på situasjoner der produktet eller brukernes/omsorgytrens sikkerhet kan være truet  
01 = Fare for å bli sittende fast  
02 = Vippefare  
03 = Transport i motorkjøretøyer  
05 = Klemfare

**FR:** Avertissement: Ce symbole apparaît dans le guide de l'utilisateur avec un numéro faisant référence aux instructions ci-dessous. Il attire l'attention sur les situations dans lesquelles la sécurité du produit ou de l'utilisateur ou du soignant peut se trouver compromise  
01 = Risques de coincement  
02 = Risques à la bascule  
03 = Transport à bord de véhicules motorisés  
05 = Risques de pincement

**RU:** Предупреждение: Данное обозначение указывается в руководстве по эксплуатации вместе с номером, который относится к нижеприведенным инструкциям. Оно используется для привлечения внимания к ситуациям, в которых существует опасность для изделия, пользователя или лица, осуществляющего уход за пользователем  
01 = Риск защемления  
02 = Наклонное положение  
03 = Передвижение в транспортных средствах  
05 = Риск сжатия

**JP:** 警告: この記号は、以下の説明を示す番号と共にユーザーガイドに表示されています。これは、製品やユーザーまたは介護者が危険にさらされる状況について、注意を喚起します。  
01 = 挟まる危険  
02 = 傾斜させる際の危険  
03 = 自動車内の輸送  
05 = 圧迫の危険

**DE:** Warnung: Dieses Symbol erscheint in der Bedienungsanleitung zusammen mit einer zu den nachfolgenden Anleitungen gehörenden Nummer. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf Situationen, die für das Produkt oder den Betreuer ein Sicherheitsrisiko darstellen können.  
01 = Gefahr durch Einklemmen  
02 = Kippgefahr  
03 = Warnhinweise! - Beförderung in Kraftfahrzeugen  
05 = Gefahr durch Quetschen

**SV:** Varning: Den här symbolen används i handboken tillsammans med ett nummer som hänvisar till instruktionerna nedan. Den uppmärksammar på situationer som kan utgöra en säkerhetsrisk för produkten, användaren eller vårdgivaren.  
01 = Risk att fastna  
02 = Tipprisk  
03 = Transport i fordon  
05 = Klämrisk

**PT:** Avvertenza: Questo simbolo viene utilizzato nel Manuale Utente con un numero di riferimento alle istruzioni riportate di seguito. Richiama l'attenzione alle situazioni in cui la sicurezza del prodotto, dell'utente o dell'operatore potrebbe essere in pericolo  
01 = Pericolo di incastro  
02 = Pericoli durante la reclinazione della seduta  
03 = Trasporto nei veicoli a motore  
05 = Pericolo di schiacciamento

**PL:** Ostrzeżenie: Ten symbol pojawia się w podręczniku obsługi wraz z numerem odnoszącym się do poniższych instrukcji. Zwraca on uwagę na sytuacje, w których bezpieczeństwo produktu, użytkownika lub opiekuna może być zagrożone.  
01 = Ryzyko uwięzienia  
02 = Zagrożenia przehyłu  
03 = Transport w pojazdach silnikowych  
05 = Ryzyko zmiążdżenia

**NL:** Waarschuwing: Dit symbool staat in de gebruiksaanwijzing samen met een getal dat naar de hieronder vermelde instructies verwijst. Het vestigt de aandacht op situaties waarin het product, de gebruiker of de veiligheid van derden in gevaar kan zijn.  
01 = Gevaar voor beknelling  
02 = Kantelgevaar  
03 = Vervoer in motorvoertuigen  
05 = Gevaar voor samendrukken

**FIN:** Varoitus: Tämä symboli näkyy käyttöohjeessa yhdessä numeron kanssa, joka viittaa jäljempänä näkyviin ohjeisiin. Sen avulla kiinnitetään huomiota tilanteisiin, joissa tuote tai käyttäjän tai hoitajan turvallisuus voi vaarantua.  
01 = Juuttumisvaarat  
02 = Vaarat kallistettaessa  
03 = Kuljettaminen moottoriajoneuvoissa  
05 = Puristumisvaara

**PT:** Aviso: Este símbolo aparece no Guia do Utilizador juntamente com um número a remeter para as instruções abaixo. Chama a atenção para situações em que possa estar em risco a segurança do produto, do utilizador ou do prestador de cuidados.  
01 = Riscos de armadilha  
02 = Perigos de basculação  
03 = Transporte nos veículos motorizados  
05 = Riscos de compressão

**CZ:** Upozornění: Tento symbol je uveden v uživatelské příručce spolu s číslem odkazujícím na níže uvedené ilustrace. Upozorňuje na situace, které mohou ohrozit bezpečnost produktu, uživatele nebo pečovatele.  
01 = Nebezpečí zachycení  
02 = Riziko při naklápění  
03 = Přeprava v motorových vozidlech  
05 = Nesprávné použití

**DK:** Advarsel: Dette symbol vises i brugervejledningen sammen med en nummerhenvisning til nedenstående instruktioner. Det henleder opmærksomheden på situationer, hvor produktet, brugeren eller plejers sikkerhed kan være i fare

01 = Risiko for fastklemning  
02 = Fare for tilt af produkt  
03 = Transport i motorkøretøjer  
05 = Risiko for klemning

**ES:** Advertencia: Este símbolo aparece en la Guía del usuario junto con un número de referencia a las siguientes instrucciones. Llama la atención sobre situaciones en las que el producto o el usuario o la seguridad del cuidador pueda estar en peligro  
01 = Riesgos de atrapamiento  
02 = Peligro de vuelco  
03 = Transporte en vehículos  
05 = Riesgo de aplastamiento

**BR:** Advertência: Este símbolo aparece no Manual do Usuário, juntamente com um número relacionado às instruções abaixo. Ele serve para indicar situações nas quais a segurança do produto, do usuário ou do cuidador possa estar comprometida.  
01 = Riscos de armadilha  
02 = Perigos da Inclinação  
03 = Transporte nos veículos motorizados  
05 = Riscos de compressão

**SN:** 警告  
在用户指南中该符号同数字一起出现，指示下方所列的各种说明。其目的是唤起对产品、用户或照管者可能处于危险的注意。  
01 = 卡住危险  
02 = 倾斜危险  
03 = 汽车运输  
05 = 挤压危险

**GR:** Προειδοποίηση: Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στις οδηγίες χρήσης συνοδευόμενο από έναν αριθμό που αναφέρεται στις παρακάτω οδηγίες. Εμφιστά την προσοχή σε καταστάσεις στις οποίες ενδέχεται να υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια του προϊόντος, του χρήστη ή του φρονιτή  
01 = Κίνδυνος παγίδευσης  
02 = Κίνδυνος ανατροπής  
03 = Μεταφορά σε μηχανοκίνητα οχήματα  
05 = Κίνδυνος συμπίεσης



**EN:** Listen to click sound

**NO:** Lytt etter en klikkelyd

**FIN:** Écoutez le dé clic

**RU:** Прислушайтесь, чтобы услышать щелчок

**JP:** カチッと言う音が聞こえます

**DE:** Achten Sie auf das Klicken.

**SV:** Lyssna efter klickljudet

**IT:** Attendere che venga emesso un clic

**PL:** Nasłuchuj dźwięku zatrzaśnięcia.

**GR:** Ακούστε το κλικ

**NL:** Let op het klikgeluid.

**FIN:** Kuuntele napsahtavaa ääntä

**PT:** Ouvir o som de clique

**CZ:** Věnujte pozornost zvuku cvaknutí

**DK:** Vær opmærksom på klik lyden

**ES:** Escuche el clic

**BR:** Ouça ao som de clique

**SN:** 注意听叩击声



**EN:** Warewashing machine

**NO:** Desinfiseringsmaskin

**FR:** Machine à laver

**RU:** Посудомоечная машина

**JP:** 器具洗浄機

**DE:** Spezialwaschmaschine (für Rehaprodukte)

**SV:** Rengöring av produkten i maskin

**IT:** Lavastoviglie industriale

**PL:** Zmywarka

**GR:** Πλυντήριο εξοπλισμού

**NL:** Vaatwasser

**FIN:** Ei saa pestä pesukoneessa

**PT:** Máquina de lavar loiça

**CZ:** Myčka na zdravotní pomůcky

**DK:** Industri-vaskemaskine

**ES:** Máquina de lavado

**BR:** Máquina de lavar loiça

**SN:** 请勿使用洗碗机清洗



**EN:** Correct use

**NO:** Korrekt bruk

**FR:** Utilisation correcte

**RU:** Правильное использование

**JP:** 全適切な使用

**DE:** Richtig

**SV:** Korrekt användning

**IT:** Uso corretto

**PL:** Prawidłowe użytkowanie.

**GR:** Ορθή χρήση

**NL:** Juist gebruik

**FIN:** Oikea käyttö

**PT:** Uso correto

**CZ:** Správné používání







**DK:** Korrekt brug

**ES:** Uso correcto

**BR:** Uso correto

**SN:** 正确使用

## mm (inch)


	 0	 1	 2	 3
 Effective seat width	330 (13")	330 (13")	330 (13")	400 (15¾")
 Effective seat depth	220–250 (8¾–9¾")	300–370 (11¾–14½")	390–460 (15¼–18")	400–470 (15¾–18½")
 Backrest height	430 (17")	430 (17")	580 (22¾")	640 (25¼")
 Lower leg length	280 (11")	280 (11")	350 (13¾")	350 (13¾")
 Seat surface height at front edge	140–430 (5½–17")	140–430 (5½–17")	140–430 (5½–17")	140–430 (5½–17")
 Overall width	420 (16½")	420 (16½")	420 (16½")	490 (19¼")
 Folded length	1030–1100 (40½–43¾")	1100–1170 (43–46")	1360–1430 (53½–56¼")	1440–1510 (56¾–59½")
 Folded height	130 (5")	130 (5")	130 (5")	130 (5")
 Total mass	5½ kg (12.1 lb)	5½ kg (12.1 lb)	6 kg (13.2 lb)	7 kg (15.4 lb)
 Max. load	50 kg (110.2 lb)	50 kg (110.2 lb)	75 kg (165.3 lb)	75 kg (165.3 lb)




## mm (inch)

Shower frame - P/N 882100



Bath tub frame - P/N 882101




Frame width	590 (23¼")	-	435 (17¼")	-
Frame Length	980 (38½")	-	990-1110 (39-43¾")	-
Height	-	-	270 (10½")	-
Height, minimum	380 (15")	-	-	-
Height, minimum w/chair	760 (30")	-	-	-
Height middle	440 (17¼")	-	-	-
Height middle, w/chair	840 (33")	-	-	-
Height maximum	480 (19")	-	-	-
Height maximum, w/chair	900 (35½")	-	-	-
Frame height, folded	210 (8¼")	-	-	-
Frame weight	8 kg (17.6 lb)	-	2 kg (4.4 lb)	-
Max. load	75 kg (165.3 lb)	-	75 kg (165.3 lb)	-
Required width of corridor	1500 (59")	-	-	-
Minimum turning diameter	3000 (118")	-	-	-






9996097454



9996097455



9996097456



## ENGLISH

We appreciate your choice of a new product from R82 - a worldwide supplier of technical aids and appliances for children and teenagers with special needs. To fully benefit from the options offered by this product please read this User Guide before use and save it for future reference.

### Intended purpose

The Manatee is a bathing chair suitable for disabled children. The chair is designed to place the user in exactly the right sitting position. The depth of the seat can be adjusted, allowing the chair to grow with the child. The product is for indoor use in a bathroom environment.

The target group for this device is disabled children with cerebral palsy (CP). Also, children with muscular dystrophy, spina bifida, spinal cord injuries and neurological impairments can be subject to the device. The product is suitable for children with GMFCS level 3-5.



### Declaration of Conformity

This product conforms to the requirements of the Medical Devices Directive (93/42/EEC). The CE mark must be removed when rebuilding the product, when used in combination with a product from another manufacturer or when using other than original R82 spare parts and fittings. Further, this product conforms to the requirements according to:

- EN 12182
- ISO 17966



### Disposal

When a product reaches the end of its lifetime, it should be separated by material type so that the parts can be recycled or disposed of properly. If required, please contact your local dealer for a precise description of each material. Please contact your local authorities to be informed of the options available for recycling in an environmentally-friendly way.

### Accessories and spare parts

The products from R82 can be supplied with a variety of accessories which comply with the needs of the individual user. Spare parts can be ordered on request. Find the specific accessories on our website or contact your local dealer for further information.

### R82 Warranty

R82 offers a 2-year warranty against defects in workmanship and materials and a 5-year warranty on breakage of the metal frame caused by defects in welds. The warranty would be adversely affected if the customer's responsibility of servicing and/or maintenance is not carried out according to the guidelines and intervals prescribed by the supplier and/or stated in the User Guide. For further information, we refer to the R82 homepage/download.

The warranty is only granted in the country where the product was purchased and if the product can be identified by the serial number. The warranty does not cover accidental damage, including damage caused by misuse or neglect. The warranty does not extend to consumable items e.g. tires or upholstery, which are subject to normal wear and tear and need periodic replacement.

The warranty is null and void if other than original parts/accessories are used, or if the product has not been maintained, repaired or altered according to the guidelines and intervals prescribed by the supplier and/or stated in the User Guide. R82 reserves the right to inspect the product being claimed for and the relevant documentation before agreeing to the warranty claim, and to decide upon whether to replace or repair the defective product. It is the customer's responsibility to return the item being claimed for under warranty to the address of purchase.

### Presales information

- [support.r82.org](http://support.r82.org)

## Safety

Signs, symbols and instructions placed on this product must never be covered or removed and must remain present and clearly legible throughout the entire lifetime of the product. Immediately replace or repair illegible or damaged signs, symbols and instructions. Contact your local dealer for instructions.


In case of an adverse event occurred in relation to the device, incidents should be reported to your local dealer and the national competent authority in a timely manner. The local dealer will forward information to manufacturer.

## Caregiver

- Read the "User Guide" carefully before use and keep it for future reference. Incorrect use of this product may cause serious injury to the user
- Always use the correct lifting techniques and aids for this purpose
- Never leave the user unattended in this product. Ensure permanent supervision by an adult
- Repair/replacements must only be made using new original R82 spare parts and fittings and carried out in accordance with the guidelines and service intervals prescribed by the supplier
- If there is any doubt as to the continued safe use of your R82 product or if any parts should fail, stop using the product immediately and contact your local dealer as soon as possible

## Environment

- Observe the surface temperature on the product, before placing an user in it. This goes especially for users with insensitive skin as they cannot feel the heat. If the surface temperature is above 41 °C then allow the product to cool before use



## User

- If the user is close to the max. load limit and/or has a lot of involuntary movements, e.g. rocking, a larger size with a higher max. load or a different R82 product should be considered
- The head of a user must always be within the top of the frame

## Product

- Carry out all positional adjustments on the product and accessories and ensure that all knobs, screws and buckles are securely fastened before use. Keep all tools out of the reach of children
- Ensure the stability of the product is maintained before placing the user in it
- Please check on a regular basis that the zippers are safely closed.
- Check that all release buttons mesh into place after adjustment
- Ensure the Anti-slip rubber covers are functional
- Check on the cover, belts and accessories and make sure that the Velcro fastens securely
- The enclosed belts and accessories cannot be used as long-term supports but may only be used as an extra help when positioning the user.

## Service information

Maintenance of a medical device is wholly the responsibility of the owner of that device. Failure to maintain a device in accordance with the instructions may invalidate the device's warranty. Furthermore, failure to maintain a device may compromise the clinical condition or safety of users and/or their caregivers. Do not perform service and maintenance while the user is in the product.

If the product is subject to tap water containing chlorine, then discoloration of plastics and fabric can be expected.

### 1st Day

- Read the User Guide carefully before use and store it in a safe place for future reference

### After every use

- Rinse the product with water to remove leftovers from soap and organic material

### Daily

- Clean the anti-slip rubber covers, using a cloth with warm water and mild detergent and wipe them dry
- Visual inspection. Repair or replace any damaged or worn-out parts
- Check all fittings and buckles for signs of worn out parts
- Ensure that all fasteners are in place and fitted correctly
- Be aware of any MAX mark indications before adjustment

### Monthly

- All nuts and bolts on this product must be checked and tightened to avoid unnecessary failures

- Oil the swing-away parts. We recommend you use a professional lubricant system

#### Every 6 months

- Inspect the frame for cracks or signs for worn-out parts and carry out annual service. Never use a product which appears to be substandard or faulty

#### Disinfection

The product can be disinfected with a 70% disinfectant IPA solution. It is recommended to wipe off any residue and dirt from the product, using a cloth with warm water and a mild detergent/soap without chlorine and let it dry before disinfection.

Before disinfection

Remove the following items and clean them separately: Cover, Cushioning & Accessories

#### Washing

The cover can be washed at max. 50 °C using a mild detergent in a washing machine.

#### Washing machine

This product can be washed at 60° using a mild detergent for 10 minutes in a washing machine designed for medical devices. Use the machine's drying function to dry the product.

This product can be washed at 85° using a mild detergent for 3 minutes in a washing machine designed for medical devices. Use the machine's drying function to dry the product.

#### Before washing

Remove the following items and clean them separately: Cover, Cushioning & Accessories

#### Service interval

A detailed inspection of the product must be made every 12 months (every 6 months for heavy users) and every time the product is reissued for use. The inspection should be carried out by a technically competent person who has been trained in the use of the product.

The lifetime of this product in normal use is 5 years if all maintenance and servicing is carried out in accordance with the manufacturer's instructions and demonstrably recorded.

#### Service Check List:

Check and adjust the following functions as per their intended use. Repair or replace any damaged or worn-out parts. Please check the:

- Backrest and leg support is adjustable and can be locked in position
- Zipper(s) & Velcro
- Chair is foldable/unfoldable
- Nuts and bolts on the product are tightened
- Product for cracks or signs for worn-out parts
- All labels on the product are intact


#### Dismounting and Mounting the Cover


Follow the description below when the cover needs to be dismounted and washed:

1. Unzip the cover on the back (A) and underneath the seat (B)
2. Open the velcro underneath the chair (C) and the cover can be pulled up (D) and off the chair

Follow the description below to remount the cover on the chair:

1. Put the cover over the back and pull down (D). Make sure that the foam cushions in the cover are placed around the frame
2. Zip the cover on the back of the chair (A)
3. Mount the small cover piece with the zipper underneath the chair (B). Make sure that the velcro is pointing downwards
4. Tip up the leg support (E) and the velcro underneath the seat (C) and underneath the leg support (C) can be closed. Make sure that the foam cushions in the cover are placed around the frame
5. Tip down the leg support (E) and make sure the velcro is fastened correctly





## Accessories

### Body support

Please follow the description below to mount the body support the correct way:

1. Fasten the strap with velcro around the back (A)
2. Place the user in the chair. Mount the strap (B) around the body
3. Tighten the body support with velcro and the buckle (C)



The body support may not be used as a long-term support. This support is only designed to make it easier to place the user in the chair.

### Pommel with strap

Please follow the instructions below to mount the pommel and the strap the correct way:

1. Fasten the strap with velcro underneath the seat (A)
2. Adjust the pommel (B) sideways to gain the optimal position

The pommel with strap may not be used as a long-term support. This support is only designed to make it easier to place the user in the chair.



### Straps for leg control

Please follow the description below to mount the straps the correct way:

1. Fasten the strap with velcro underneath the leg support (A)
2. Adjust the straps (B) sideways to gain the optimal position. Fasten with velcro

The straps may not be used as a long-term support. This support is only designed to make it easier to place the user in the chair.